

STバンド トリプルタイプ

エステイヤーバンド
トリプルタイプ

旧:ベーシックタイプ

複数のコードを個別に固定したり、
取り外したい。



1

3種の色別バンドでコードの識別がスムーズに。

2

複数のコードを個別に固定・取り外しが可能。

3

コードが床に触れることによる感染リスクを軽減。

※意匠登録第1528407号

BLUE・WOODS
Style
医療現場の声をカタチに

目の前にある不安を解消したい。
より確実に。より手早く。より手軽に。

Voice

誤って抜き差ししないように、コードがどの機器のものなのかすぐ識別したい。


➡ 3種の色別バンドを採用！
見やすく、わかりやすく。



Voice

複数のコードをまとめて束ねているが、個別のコードだけの取り外しが面倒…。


➡ 複数のコードを個別に固定・取り外しが可能。



Voice

ガーゼや紐で束ねているが、ほどくのが手間。緊急時も心配…。

➡ 面ファスナー素材で取外し易く、もしもの時も安心。




【発売元】

株式会社トム・メディック
メディカルイノベーション事業部
〒039-3524 青森市大字滝沢字下川原14-1
TEL. 017-737-0030 FAX. 017-737-0032



長さは3種類をご用意。装着する場所に合わせてお選びいただけます。

品名	STバンド トリプルタイプ（旧：ベーシックタイプ）		
用途	<パターン1> ヘッド部分のベッドレール周 辺のコードや透析ラインの整 頓に	<パターン2> ベッド下レールの太さが細い ベッドに	<パターン3> 重症患者様用等の、ベッド 下レールが太いベッドに
お薦め製品	●ショート	●レギュラー	●ロング
製品写真			
サイズ	幅 25mm×長さ 210mm	幅 25mm×長さ 260mm	幅 25mm×長さ 450mm
結束径 耐荷重 <small>※使用環境・頻度 により変わります</small>	最大径 本体：Φ60 足部：Φ20 耐荷重 1kg	最大径 本体：Φ70 足部：Φ20 耐荷重 1kg	最大径 本体：Φ135 足部：Φ20 耐荷重 1kg
素材	ナイロン100%		
使用可能 期間	6ヶ月 ※使用環境・頻度により変わります		
製品番号	BWS12-01-005	BWS12-01-002	BWS12-01-003
梱包単位	30本／1箱		
標準参考 価格(税抜)	12,000円	12,000円	15,000円

* 製品の規格は予告なく変更されることもございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

● ご使用上の注意事項 ●

1. テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらしますと黄変することがあります。
2. 水分を含んだり、水中では接着強度が低下しますのでご注意ください。
3. 高圧蒸気滅菌、ガス滅菌には対応しておりません。血液等で汚染された場合は廃棄いただくようお願いいたします。
4. 面ファスナーの接着力は永久的ではありません。使用に際して著しく接着力が低下した場合はそのまま使用せず廃棄いただくようお願いいたします。