

TRU  LITE
LEAD-FREE

TRU  COMFI

進化した防護 エプロン新登場!!

軽さ・爽快感・表面の生地
(カラー・防水)にこだわり新設計

進化した医療現場には、
進化したエックス線防護環境
がお手伝い致します!!

C.world



今まで求められた 理想のエックス線防護衣の誕生!!



“TRU-LITE”

は本来のエックス線防護衣の基本に
忠実し**無鉛 (LEAD-FREE)** の軽さをより軽く感じられる
素材を使い設計致しました。

軽くてしなやかな素材に表面を防水加工し、
内側には**全体的なインナーメッシュ**を採用で爽快感を、
背面のフィットな構造は体の疲労感を軽減させる
今までにないエックス線防護エプロンです。



写真は「TRU-LITE X線防護用エプロン(無鉛)N-XR-4」

届出番号 : 13BZX10326000005

サイズ : S, M, L, XL(Option)

鉛当量 : 0.25mmPb, 0.35mmPb, 0.5mmPb
(背面)0.13mmPb, 0.25mmPb

Color : ブルー、オレンジ、ピンク、ダークブルー



TRU-LITE LEAD-FREE TRU-COMFI



TRU-LITE(無鉛)

エックス線防護用エプロン/コートタイプ
は前面を多めに重ね合わせ、動いてもず
れにくく設計、ネックガードは、使用時
に肩のところに掛けて掛けて紛失予防が
出来ます。

「TRU-LITE X線防護用ネックガード(無鉛)N-XR-9」

届出番号 : 13BZX10326000008



「TRU-LITE X線防護用エプロン/コートタイプ(無鉛)
N-XR-2」

届出番号 : 13BZX10326000003



「TRU-LITE X線防護用エプロン/セパレートコートタイプ
(無鉛)N-XR-3」

届出番号 : 13BZX10326000004

TRU-LITE 歯科シリーズ



口腔内撮影用

0.13mmPb/0.25mmPb

「TRU-LITE X線防護用歯科エプロン(無鉛)N-XR-7-1」

届出番号：13BZX1032600007



歯科パノラマ撮影用

0.175mmPb/0.25mmPb

「TRU-LITE X線防護用パノラマデンタルタイプ(無鉛)N-XR-6-1」

届出番号：13BZX1032600009